

瑞士 IBS 公司全自动试管分装系统

一套系统、两种应用（既可分装平皿，又可分装试管）



TUBEFILLER –MEDIAJET试管分装选配件



此选项可以使您在最短的时间内，将平皿倾倒系统转换为试管分装系统，这个由瑞士 IBS 最新研发出品的功能主要是考虑到使您的分装系统更多样化，仪器使用成本更低，功能更强大！

TUBEFILLER 可以兼容目前大多数标准的试管，并且具有很广的分装范围，可以做普通琼脂斜面、肉汤培养基、NaCl 溶液等

技术参数

试管直径	13mm, 16mm ,20mm ,25mm ,30mm	试管高度	最高到 25mm
分装范围	1-99ml	重复性	<1%(1-99ml)
泵速度	最大 500 毫升/分钟	分装速度	1000 管/小时（10ml ,4mm 管径）

订购信息

	描述	订购号
TUBEFILLER 	试管分装选项 包括分装支架, 可兼容 13mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm 的试管架底盘, 3 毫米的硅胶管带不锈钢吸液针和不锈钢分装头	103010
Test Tube Racks 	分装试管架 13mm 试管架 容量 6×15	103070
	16mm 试管架 容量 6×15	103071
	20mm 试管架 容量 6×15	103072
	25mm 试管架 容量 6×15	103073
	30mm 试管架 容量 6×15	103074
Centring Plates 	长试管固定架 用来对长试管进行中心定位	
	16mm 长试管中心定位架	103065
	20mm 长试管中心定位架	103066
	25mm 长试管中心定位架	103067
Accessories 	2.5 米硅胶管 2mm 内径	171022
	2.5 米硅胶管 3mm 内径	171023
	2.5 米硅胶管 4mm 内径	171024
	不锈钢分装管嘴, 长 10cm, 适应 2mm 内径硅胶管	171042
	不锈钢分装管嘴, 长 10cm, 适应 3mm 内径硅胶管	171043
	不锈钢分装管嘴, 长 10cm, 适应 4mm 内径硅胶管	171044
	不锈钢吸液针, 长 10cm, 适应 2mm 内径硅胶管	171052
	不锈钢吸液针, 长 10cm, 适应 3mm 内径硅胶管	171053
	不锈钢吸液针, 长 10cm, 适应 4mm 内径硅胶管	171054