





瑞士科耐细胞培养摇床 (ISF4-X)

ISF4-X 是一款为用户特别设计的摇床，在一个均一的环境下（温度/湿度/**CO₂**控制）进行大容量的摇动培养。ISF4-X 装载了四个（或五个）完全独立的摇动单元，每个摇动单元间的距离都是可以调节的。腔体内部为全不锈钢材质，里面可以非常方便地进行化学消毒。高效的驱动马达和制冷控制，超低能耗。

性能特点

- + 在箱体内可装四个驱动单元（最多5个）
- + 大容量，占地面积小
- + 湿度控制(选项)
- + **CO₂**控制(选项)
- + 门开关
- + 门加热(防止产生冷凝水)
- + 内部材料为不锈钢材质（可清洗，消毒）
- + 免维护
- + 低能耗
- + 精确的转速控制
- + 至少三种振幅可调
- + 独立的数字显示和控制，因此非常方便操作
- + 电子模块化配置 CAN-bus
- + PC连接: USB, Ethernet



Kühner SHAKER