

瑞士阿道夫科耐培养摇床(LT-X)型

两台LT-X叠加在一起，但是仍然只占用一台摇床的面积。该款摇床可以配置 **CO₂**和**湿度控制**。前开门的设计使得摇床比是上开门的摇床又更多的灵活性。腔体内部为全不锈钢材质，里面可以方便的进行化学消毒。

性能特点

- + 可叠加，最多两台叠加在一起
- + 大容量，占地面积小
- + 湿度控制(选项)
- + CO₂控制(选项)
- + 门开关
- + 门加热(防止产生冷凝水)
- + 内部材料为不锈钢材质 (可清洗，消毒)
- + 免维护
- + 低能耗
- + 精确的转速控制
- + 三种振幅可调
- + 简单的独立的数字显示和控制
- + 电子模块化配置 CAN-bus
- + PC连接: USB, Ethernet

